

Motic ----- 1801 / 1801 LED



Monoküler başlıklı, eğimi 45° ve 360° dönebilen

Geniş saha oküler başlık WF10X/18mm

4 adet objektif için revolver

Akromatik objektif EA 4X, 10X, 40X S

Ayrı ayrı ayarlanabilen kaba ve hassas fokus ayarı

0.65 N.A. kondanser on stage

Iris diaframlı Filtre tutturucu ile

Halojen aydınlatma 12V/20W yoğunluk kontrol

Besleme 220V-240V (CE)

Motic ----- 1802



monoküler başlıklı, eğimi 45° ve 360° dönebilen

Geniş saha oküler başlık WF10X/18mm

4 adet objektif için revolver

Akromatik objektif EA 4X, 10X, 40X S

Ayrı ayrı ayarlanabilen kaba ve hassas fokus ayarı

Düşük pozisyonlu koaksiyal mekanik yapı

Fokuslanabilir 1.25 N.A. Abbe kondanser

Iris diaframlı Filtre tutturucu ile

Halojen aydınlatma 12V/20W yoğunluk kontrollü

Besleme 220V-240V (CE)

Motic ----- B1 220A



Binoküler başlıklı eğimi 45° ve 360° dönebilen

Geniş saha oküler başlıklar WF10X/18mm

4 adet objektif için revolver

Plan objektif PL 4X

Akromatik objektif A 10X, 40X S, 100X S-Yağlı

Koaksiyal kaba ve ince fokus ayarı

Düşük pozisyonlu koaksiyal mekanik yapı

Fokuslanabilir 1.25 N.A. Abbe kondanser

Iris diaframlı filtre tutturucu ile

Halojen aydınlatma 12V/20W yoğunluk kontrollü

Besleme 220V-240V (CE)

Motic ----- B3 220 ASC



Binoküler başlık: Siedentopf tipi, 30° eğimli ve 360° dönebilen

Geniş saha oküler başlık WF 10X/20mm

5 Adet objektif için revolver

Akromatik süper kontrast objektif ASC 4X, 10X, 40X S, 100X S-Yağlı

Koaksiyel kaba ve ince fokus ayarı

Düşük pozisyonlu koaksiyal mekanik yapı

Fokuslanabilir 1.25 N.A. Abbe kondanser

Iris diaframlı filtre tutturucu ile

Koehler aydınlatma halojen 12V/20W yoğunluk kontrollü

Besleme 220V-240V (CE)

Motic ----- BA 200 Binoküler Optik



En son teknolojinin ürünü olan, ergonomik Motic BA200 mikroskobu, temel klinik taramaların yanı sıra, mikroskopi tekniklerinin eğitimi ve öğretimi için en uygun sistemdir. Faz kontrast, mikrofotografi, polarizasyon gibi çok geniş mikroskopi teknikleri için kullanılır.

Binoküler başlık: Siedentopf tipi 30° eğimli, 360° dönebilen

Düzeltilmeli geniş saha, yüksek bakış noktalı oküler başlıklar WF 10X/20mm

4 adet objektif için revolver

Objektifler: Renk Düzeltilmeli Sonsuz Optik Sistemle (CCIS®) donatılmış CCIS EF Plan Akromat objektif EF PLv 4X, 10X, 40X S, 100X S-Yağlı

Koaksiyal kaba ve ince fokus ayarı

Düşük pozisyonlu koaksiyal mekanik yapı

Fokuslanabilir 1.25 N.A. Abbe kondanser

Iris diaframlı filtre tutucu

45 mm Mavi Gün Işığ Filtresi

Halojen aydınlatma 6V/20W yoğunluk kontrollü

Genel güç kaynağı 100-240V, CE